

Pour marchés hors États-Unis uniquement.

## Système de perfusion intra-osseuse EZ-IO®

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour les patients de plus de 3 kg
- Insertion en moins de 10 secondes<sup>1</sup>
- Stable et sûr
- Administration de médicaments équivalente aux lignes centrales<sup>2</sup>
- Efficace, sûr et positionnable en plusieurs sites
- Le fait que l'outil soit motorisé facilite et permet de maîtriser l'insertion
- Cathéter Luer-lock standard
- Retrait aisé
- Durée d'insertion maximum de 72 heures

### SPÉCIFICATIONS

#### Dispositif d'insertion motorisé EZ-IO G3 – Batterie lithium étanche (réutilisable)

Alimentation	Lithium étanche (aucun changement de batterie requis)
Dimensions	16,5 cm x 11,4 cm x 6,4 cm
Poids	315 g

#### Jeu d'aiguilles 15 mm EZ-IO (jetable)

Dimensions	15 G (1,8 mm) x 15 mm de long
Poids	5 g
Matériau	Acier inoxydable 304
Autre	Sans latex

#### Jeu d'aiguilles 25 mm EZ-IO (jetable)






Dimensions	15 G (1,8 mm) x 25 mm de long
Poids	5 g
Matériau	Acier inoxydable 304
Autre	Sans latex

#### Jeu d'aiguilles 45 mm EZ-IO (jetable)

Dimensions	15 G (1,8 mm) x 45 mm de long
Poids	5 g
Matériau	Acier inoxydable 304
Autre	Sans latex

#### EZ-Stabilizer

Dimensions	14,6 cm x 13,3 cm x 3,2 cm
Poids	17 g
Autre	Sans latex



### RÉFÉRENCES

- 1 Cooper BR, Mahoney PF, Hodgetts TJ, Mellor A. Intra-osseous access (EZ-IO®) for resuscitation: UK military combat experience. *JR Army Med Corps.* 2008;153:314-6.
- 2 Hoskins S, Kramer G, Stephens C, Zachariah B. Efficacy of epinephrine delivery via the intraosseous humeral head route during CPR. *Circulation.* 2006;114:II\_1204. Research sponsored by Vidacare Corporation.

Pour marchés hors États-Unis uniquement.

Informations de commande du **système de produits EZ-IO**®


# pièce	Description	Contenu
9018	Aiguille 15 mm – pour patients de 3 à 39 kg Dimensions : 15 mm ; 15 G	5 jeux d'aiguilles stériles 15 mm 5 EZ-Connect 5 bandes pour poignet 1 Mode d'emploi
9001	Aiguille 25 mm – pour patients de plus de 40 kg Dimensions : 25 mm ; 15 G	5 jeux d'aiguilles stériles 25 mm 5 EZ-Connect 5 bandes pour poignet 1 Mode d'emploi
9079	Aiguille 45 mm – pour patients de plus de 40 kg Dimensions : 45 mm ; 15 G	5 jeux d'aiguilles stériles 45 mm 5 EZ-Connect 5 bandes pour poignet 1 Mode d'emploi
9021	Aiguille d'entraînement 15 mm	1 aiguille d'entraînement 15 mm
9017	Aiguille d'entraînement 25 mm	1 aiguille d'entraînement 25 mm
9078	Aiguille d'entraînement 45 mm	1 aiguille d'entraînement 45 mm
9058	Dispositif d'insertion motorisé G3 – Batterie lithium étanche	1 dispositif d'insertion
9059	Dispositif d'insertion motorisé d'entraînement G3 – N'est pas destiné à un usage clinique	1 dispositif d'insertion

## ACCESSOIRES

Réf. G3	Description	Contenu
9074	Mallette de transport rigide G3 (9058 & 9059 uniquement)	1 mallette
9072	G3 Chariot d'urgence ou mural/sac Socle dispositif d'insertion montable (9058 & 9059 uniquement)	1 socle
9065	Pack accès vasculaire G3 (9058 & 9059 uniquement)	1 pack accès vasculaire



Réf. produits	Description	Contenu
9013	EZ-Connect 90° bas profil Jeux d'extension	1 jeu EZ-Connect
9066	EZ-Stabilizer	1 EZ-Stabilizer



Sites  
d'insertion  
pour l'EZ-IO